


Connections | **SilTite®** μ -Unions


小型キャピラリーカラムコネクター



- GC キャピラリーカラムに ガードカラムを接続
- GCxGC の分析をする場合のキャピラリーカラムの接続
- 前処理装置 (パージ&トラップやヘッドスペース) からのトランスファーラインを分析カラムに直接接続

製品特徴

- 高耐熱 / 高シール性 : 高温 / 高圧でも高いシール性 繰り返し昇降温でも使用可能
- 不活性な流路 : 表面不活性処理済み金属 (SilTite™) フェルール
- 低デッドボリューム : フェルール内の空間が小さい
- 簡単取付 : 治具を使って手締めで接続
- 小さい : 全長 9mm GC オープン昇降温における熱追従性が高い
- 軽い : 重量 0.5g
- 金属材質 : 金属 (SilTite™) フェルールでオープン昇降温後も増し締め不要




マイクロユニオン

製品詳細	サイズ	カラム 1 ID	カラム 2 ID	入数	Part No.	価格
ユニオンキット						
ユニオンキット ・ユニオンオスネジ x2 ・ユニオンメスネジ x2 ・フェルール x5 ・取付用治具 ・取扱説明書	0.4 to 0.4	0.1 - 0.25 mm	0.1 - 0.25 mm	キット	073560	¥18,500
	0.4 to 0.5	0.1 - 0.25 mm	0.32 mm	キット	073561	¥18,500
	0.5 to 0.5	0.32 mm	0.32 mm	キット	073563	¥18,500
	0.4 to 0.8	0.1 - 0.25 mm	0.53 mm	キット	073562	¥18,500
	0.5 to 0.8	0.32 mm	0.53 mm	キット	073564	¥18,500
	0.8 to 0.8	0.53 mm	0.53 mm	キット	073565	¥18,500
交換用 ユニオン本体（フェルールなし）						
ユニオン本体 ・ユニオンオスネジ x5 ・ユニオンメスネジ x5	0.4-0.5 / 0.4-0.5	0.1 - 0.32 mm	0.1 - 0.32 mm	PK 5	073572	¥14,400
	0.4-0.5 / 0.8	0.1 - 0.32 mm	0.53 mm	PK 5	073573	¥14,400
	0.8 / 0.8	0.53 mm	0.53 mm	PK 5	073574	¥14,400
交換用 フェルール						
フェルール	0.4-0.4	0.1 - 0.25 mm	0.1 - 0.25 mm	PK 10	073566	¥14,400
	0.4-0.5	0.1 - 0.25 mm	0.32 mm	PK 10	073567	¥14,400
	0.5-0.5	0.32 mm	0.32 mm	PK 10	073569	¥14,400
	0.4-0.8	0.1 - 0.25 mm	0.53 mm	PK 10	073568	¥14,400
	0.5-0.8	0.32 mm	0.53 mm	PK 10	073570	¥14,400
	0.8-0.8	0.53 mm	0.53 mm	PK 10	073571	¥14,400



【ユニオンキット内容】

- ・ユニオンオスネジ 2個
- ・ユニオンメスネジ 2個
- ・フェルール 5個
- ・取付用治具



QRコード：取付方法動画
当社 HP からもご覧いただけます。

トレイジャンサイエンティフィック ジャパン株式会社
〒231-0011 横浜市中区太田町 6-85RK CUBE 3F
Tel : 045 222 2885 Fax : 045 222 2887
email : japan@trajanscimed.com

● 2023 年 4 月 1 日現在の情報であり、製品情報、価格等は予告無く変更される場合がございます。掲載価格は希望小売価格（税別）です。

SilTite_μ-Union_009 © Trajan Scientific Japan 04/2023